

Anti-Sirt3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Ntg7

Artikelnummer: CM0029761



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SIRT3 (SIR2L3), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SIRT3, eine mitochondriale NAD-abhängige Deacetylase, die am Stoffwechsel und der Stressantwort beteiligt ist. Ideal für die Erforschung des Energiestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L3; SIRT3
Spezies	Human
Gen-ID	23410 (Human)
Immunogen	Rekombinantes Protein Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 388-399 von humanem SIRT3 (NP_036371.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NTG7
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel