


Anti-Sirt5-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Nxa8

Artikelnummer: CM0007663



Einführung

Hochwertiger monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SIRT5 (SIR2L5), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-SIRT5; ideal zur Untersuchung der Deacylase-Aktivität und der metabolischen Regulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT5-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L5; SIRT5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	23408
GeneID	23408
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 37-310 des humanen SIRT5 (NP_036373.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9NXA8
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku