

Anti-Sirt7 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Nrc8

Artikelnummer: CM0006815



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-SIRT7-Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes SIRT7 mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ziel ist die NAD-abhängige Deacetylase, die an Chromatinregulation und Transkription beteiligt ist. Ideal für epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SIRT7 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SIR2L7; SIRT7
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	51547
Gen-ID	51547
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 301-400 von humanem SIRT7 (NP_057622.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	Q9NRC8
Proteingewicht	45 kDa
Versand	Eisbeutel