

## Anti-Six2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Npc8

Artikelnummer: CM0027909

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SIX2, validiert für WB und ELISA mit Reaktivität gegenüber Mensch und Ratte. SIX2 ist ein Transkriptionsfaktor, der entscheidend für die Entwicklung von Niere, Gesichtsschädel und Magen ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SIX2 Kaninchen pAb                                                                                                                 |
| Bemerkungen/Alias | SIX2                                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                             |
| Gen-ID (Mensch)   | 10736                                                                                                                              |
| Gen-ID            | 10736                                                                                                                              |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 120-174 von menschlichem SIX2 (NP_058628.3) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                          |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                             |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Ratte                                                                                                                      |
| SWISS             | Q9NPC8                                                                                                                             |
| Proteingewicht    | 32kDa                                                                                                                              |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                          |