


Anti-Slc1A5 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q15758

Artikelnummer: CM0028724



Einführung

Hochaffiner kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes SLC1A5 (ASCT2), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zum Transport neutraler Aminosäuren und metabolische Signalwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC1A5 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	R16; AAAT; ATBO; M7V1; RDRC; ASCT2; M7VS1; SLC1A5
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6510
Gen-ID	6510
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15758
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel