

Anti-Slc1A7-Kaninchen-Polyklonalantikörper Für Wb Und Elisa - 000341

Artikelnummer: CM0014749

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SLC1A7 (EAAT5), geeignet für Western Blot und ELISA. Zeigt Kreuzreaktivität mit der Maus. Ideal für Forschungsanwendungen zu Glutamattransportern und der Netzhaut.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC1A7-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	AAAT; EAAT5; SLC1A7
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	6512
GeneID	6512
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 480-560 des humanen SLC1A7 (NP_006662.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O00341
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlbeutel