

Anti-Slc25A14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O95258

Artikelnummer: CM0017397

Einführung

SLC25A14 (UCP5/BMCP1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für mitochondriale Carrier- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	SLC25A14 Kanin pAb
Bemerkungen/Alias	UCP5; BMCP1; SLC25A14
Spezies	Mensch
GenID	9016
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 25-200 von menschlichem SLC25A14 (NP_001269124.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95258
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel