


Polyklonaler Anti-Slc26A6-Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bxs9

Artikelnummer: CM0018726



Einführung

Kaninchen-Polyklonalantikörper gegen humanes SLC26A6 (pendrin-ähnliches Protein 1) für Western Blot (WB) und ELISA. Für humane Proben validiert, unterstützt er die Forschung an Anionenaustausch-Transportern bei der Säure-Basen-Homöostase und dem Ionentransport, insbesondere in Niere und Bauchspeicheldrüse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC26A6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	SLC26A6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	65010
Gen-ID	65010
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 509-758 des humanen SLC26A6 (NP_599025.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9BXS9
Proteingewicht	83 kDa
Versand	Kühlakku