

Polyklonaler Anti-Slc39A11-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Bwy7

Artikelnummer: CM0021302

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das murine Slc39a11 (ZIP-11), einen Zinktransporter. Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Ratte. Ideal für Studien zur Homöostase von Metallionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Slc39a11 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ZIP-11; 1810074D23Rik; Slc39a11
Spezies	Maus
Gen-ID	69806
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 101-174 des murinen Slc39a11 (NP_001159975.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8BWY7
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Kühlakku