


Anti-Slc4A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04920

Artikelnummer: CM0029277



Einführung

Kaninchenspezifischer polyklonaler Antikörper, der gegen das menschliche Anionenaustauschprotein 2 (SLC4A2/AE2) gerichtet ist. Validiert für WB und ELISA, detektiert dieses Reagenz einen 137 kDa Chlorid/Bicarbonat-Antiporter, der für die Osteoklastenfunktion und die Regulation des intrazellulären pH-Werts entscheidend ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC4A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	AE2; HKB3; BND3L; NBND3; EPB3L1; SLC4A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6522
Gen-ID	6522
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P04920
Proteingewicht	137kDa
Versand	Eisbeutel