

Anti-Slc5A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13866

Artikelnummer: CM0014893



Einführung

SLC5A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA, spezifisch reaktiv mit humanen Proben. Ideal für die Untersuchung des Natrium/Glukose-Cotransporters 1 bei der intestinalen Glukoseabsorption und in der Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC5A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NAGT; SGLT1; SGLT-1; D22S675; SLC5A1
Spezies	Human
GeneID	6523
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem SLC5A1 entspricht (NP_000334.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P13866
Protein-Gewicht	73kDa
Versand	Eistasche