

Anti-Slc6A8 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P48029

Artikelnummer: CM0022954



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SLC6A8 (Kreatin-Transporter), geeignet für WB und ELISA; Kreuzreaktivität mit Maus. Unterstützt die Erforschung des Kreatin-Transports in Gehirn und Muskel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC6A8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CRT; CT1; CRT1; CRTR; CTR5; CCDS1; CRT-1; SLC6A8
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6535
GenID	6535
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 539-635 von humanem SLC6A8 (NP_005620.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P48029
Proteinmasse	71 kDa
Versand	Eisbeutel