

Anti-Slco1A2 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46721

Artikelnummer: CM0028617

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen menschliches SLC01A2 (OATP1A2), validiert für WB und ELISA, kreuzreaktiv mit Ratte. Für die Untersuchung des organischen Anionentransports, der Arzneimittelaufnahme und der Gallensäurehomöostase.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLC01A2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	OATP; OATP-A; OATP1A2; SLC21A3; SLC01A2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6579
Gen-ID	6579
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von menschlichem SLC01A2 entspricht (NP_066580.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P46721
Proteinmasse	74 kDa
Versand	Eisbeutel