

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Gegen Slco3A1 Für Wb, Elisa - Q9Uig8

Artikelnummer: CM0016075

Einführung

Der polyklonale SLCO3A1-Kaninchenantikörper von CamelBio (OATP-D, OATP3A1) ist für WB und ELISA validiert. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SLCO3A1. Ideal für die Erforschung organischer Anionentransporter und Studien zur Gewebeverteilung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SLCO3A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	OATPD; OATP-D; OATP3A1; OATPRP3; OATP-RP3; SLC21A11; SLCO3A1
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	28232
GeneID	28232
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9UIG8
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku