


Anti-Smad3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Ko Validiert) Für Wb, Ihc-P, Elisa - P84022

Artikelnummer: CM0007349



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Smad3, validiert für Western Blot, Immunhistochemie (Paraffin) und ELISA. Detektiert Smad3 in humanen, murinen und Ratten-Proben. Ideal für die Untersuchung von TGF- β -Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	[KO Validiert] Smad3 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	LDS3; mad3; LDS1C; MADH3; JV15-2; hMAD-3; hSMAD3; HSPC193; HsT17436; d3
Spezies	Human
GenID (Human)	4088
GenID	4088
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von humanem Smad3 (NP_005893.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P84022
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel