


Anti-Smad4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q13485

Artikelnummer: CM0025045



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Smad4 (SWISS: Q13485) für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Validiert in Human, Maus, Ratte. Schlüsselreagenz für die TGF-beta-Signaltransduktions- und Tumorsuppressionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smad4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	JIP; DPC4; MADH4; MYHRS; Smad4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4089
GenID	4089
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 320-552 von humanem Smad4 (NP_005350.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13485
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel