


Anti-Smad9 Polyklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - O15198

Artikelnummer: CM0029579



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SMAD9 (Smad8), verifiziert für IHC-P und ELISA. Erkennt SMAD9 in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für Studien zum BMP-Signalweg und zur Transkriptionsregulationsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Smad9 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	PPH2; MADH6; MADH9; SMAD8; SMAD8A; SMAD8B; SMAD8/9; Smad9
Spezies	Human
GeneID (Human)	4093
GeneID	4093
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-300 von humanem Smad9 (NP_005896.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O15198
Protein-Gewicht	52kDa
Versand	Eistasche