

## Anti-Smarcd1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Gm5

Artikelnummer: CM0024887



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SMARCD1 (BAF60A), eine Untereinheit des SWI/SNF-Chromatin-Remodellierungskomplexes; bestätigt für WB und ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SMARCD1 Kaninchen pAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | CSS11; Rsc6p; BAF60A; CRACD1; SMARCD1                                                                                         |
| Spezies           | Human                                                                                                                         |
| GeneID (Human)    | 6602                                                                                                                          |
| GeneID            | 6602                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 216-515 von humanem SMARCD1 (NP_003067.3) enthält |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q96GM5                                                                                                                        |
| Proteingewicht    | 58kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                     |