


Anti-Smc1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14683

Artikelnummer: CM0025015



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes SMC1, validiert für WB und ELISA. Nachweisend das endogene SMC1-Protein (~143 kDa) in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Forschung zu Chromosomenkohäsion und DNA-Reparatur.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMC1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SMC1; SMCB; CDLS2; DEE85; SB1.8; EIEE85; SMC1L1; DXS423E; SMC1alpha
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	8243
GenID	8243
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-130 von humanem SMC1 (NP_006297.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14683
Proteinmasse	143kDa
Versand	Eisbeutel