

Anti-Smpd2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Western Blot Und Elisa - O60906

Artikelnummer: CM0013373



Einführung

SMPD2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA; detektiert humanes SMPD2 und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Sphingomyelinase-Aktivität und Lipidstoffwechselwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SMPD2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ISC1; NSMASE; NSMASE1; SMPD2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	6610
Gen-ID	6610
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 des humanen SMPD2 (NP_003071.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60906
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eistasche