

## Anti-Snrpa1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P09661

Artikelnummer: CM0013216



### Einführung

Hochwertiger polyklonaler SNRPA1-Kaninchenantikörper für Western Blot, IHC-P und ELISA. Validiert in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zum Spleißosom und zum Prä-mRNA-Spleißen.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                       |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SNRPA1-Kaninchen-pAb                                                                                                       |
| Bemerkungen/Alias | Lea1, U2A', SNRPA1                                                                                                         |
| Art               | Mensch                                                                                                                     |
| GeneID (Mensch)   | 6627                                                                                                                       |
| GeneID            | 6627                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-220 des menschlichen SNRPA1 entspricht (NP_003081.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                  |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                     |
| Anwendung         | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                           |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                        |
| SWISS             | P09661                                                                                                                     |
| Proteingewicht    | 28 kDa                                                                                                                     |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                                   |