


Anti-Sorting Nexin-5 (Snx5) Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P Und Elisa - Q9Y5X3

Artikelnummer: CM0003798



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Sorting Nexin-5 (SNX5), validiert für Immunhistochemie (IHC-P) und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-SNX5. Ideal für die Erforschung retromer-vermittelter endosomaler Transportwege und EGFR-Abbauwege.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SNX5 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	SNX5
Spezies	Human
GeneID (Human)	27131
GeneID	27131
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend Aminosäuren 28-127aa von humanem SNX5 enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y5X3
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eisbeutel