

Anti-Sost Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Bqb4

Artikelnummer: CM0019015



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Sklerostin (SOST), validiert für Western Blot und ELISA. Sklerostin ist ein negativer Regulator des Knochenwachstums durch Hemmung des Wnt-Signalwegs, was diesen Antikörper für die Erforschung des Knochenumbaus und von Osteoporose geeignet macht.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOST Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SOST; CDD; DAND6; SOST1; VBCH; Sklerostin
Spezies	Human
Gen-ID	50964
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-213 von humanem SOST (NP_079513.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q9BQB4
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel