

Anti-Sox18 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P35713

Artikelnummer: CM0022192

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SOX18, geeignet für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für die Erforschung der kardiovaskulären Entwicklung und Lymphangiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX18 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLTS; HLTRS; SOX18
Spezies	Human
GeneID (human)	54345
GeneID	54345
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SOX18 (NP_060889.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P35713
Proteingewicht	41kDa
Versand	Eistasche