

Anti-Sox5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35711

Artikelnummer: CM0026773

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes SOX5 gerichtet ist, geeignet für Western Blot, Immunhistochemie, Immunfluoreszenz und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Chondrogenese- und Transkriptionsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SOX5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	L-SOX5; LAMSHF; L-SOX5B; L-SOX5F; SOX5
Spezies	Mensch
GenID	6660
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-120 von humanem SOX5 (NP_694534.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P35711
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eisbeutel