

Anti-Spag5-Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q96R06

Artikelnummer: CM0027647

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes SPAG5 (Astrin, MAP126) für IF/ICC und ELISA. Das rekombinante Immunogen (aa 1-300) gewährleistet Spezifität für die Untersuchung der Dynamik des mitotischen Spindelapparats und der Chromosomensegregation. - Q96R06

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPAG5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
Spezies	Mensch (Human)
GenID (Mensch)	10615
GenID	10615
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-300 von humanem SPAG5 (NP_006452.3) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch (Human)
SWISS	Q96R06
Proteingewicht	134kDa
Versand	Eisbeutel