

Anti-Spag8 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99932

Artikelnummer: CM0025393



Einführung

Kaninchen anti-SPAG8 polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ziel ist das spermienassoziierte Antigen 8, ein Ziliarprotein, das an der Motilität und Spermatogenese beteiligt ist. Nur für Forschungszwecke.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	SPAG8 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SMP1, BS-84, CT142, HSD-1, SPAG3, CILD28, hSMP-1, SPAG8
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	26206
Gen-ID	26206
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 220-420 von menschlichem SPAG8 (NP_758516.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99932
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel