

## Anti-Sphk2 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc Und Elisa - Q9Nra0

Artikelnummer: CM0028374

### Einführung

SPHK2 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper gegen humanes Sphingosinkinase 2, validiert für IF/ICC und ELISA. Ideal für die Untersuchung von Sphingolipid-Signalgebung, Apoptose und mitochondrialer Funktion in humanen Proben.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                         |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | SPHK2 Rabbit pAb                                                                                                             |
| Bemerkungen/Alias | SK 2; SK-2; SPK 2; SPK-2                                                                                                     |
| Spezies           | Human                                                                                                                        |
| Gen-ID (Human)    | 56848                                                                                                                        |
| Gen-ID            | 56848                                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 480-654 von humanem SPHK2 (NP_064511.2) enthält. |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                                    |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                       |
| Anwendung         | IF/ICC, ELISA                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität  | Human                                                                                                                        |
| SWISS             | Q9NRA0                                                                                                                       |
| Proteingewicht    | 69kDa                                                                                                                        |
| Versand           | Eistasche                                                                                                                    |