

Anti-Spice1-Polyklonalantikörper Für Western Blot Und Elisa - Q8N0Z3

Artikelnummer: CM0029869

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes SPICE1 (Spindel- und Zentriolen-assoziiertes Protein 1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu Zentriolen-Duplikation, Spindelbildung und Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	SPICE1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SPICE; CCDC52; SPICE1
Spezies	Human
GeneID (Human)	152185
GeneID	152185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-220 von humanem SPICE1 (NP_653319.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q8N0Z3
Proteingewicht	96kDa
Versand	Eistasche