


Anti-Spin1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y657

Artikelnummer: CM0027696



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen SPIN1 (Spindlin-1), einen Chromatin-Reader, der H3K4me3K9me3 erkennt und die Wnt-Signalgebung aktiviert. Validiert für WB, IHC-P, ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Human, Maus und Ratte. Ideal für Krebs- und epigenetische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SPIN1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	SPIN; TDRD24; SPIN1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	10927
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-262 von humanem SPIN1 (NP_006708.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y657
Protein-Gewicht	30kDa
Versand	Eisbeutel