

Anti-Sprouty 2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O43597

Artikelnummer: CM0010433



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Sprouty 2 (SPRY2) für Anwendungen in Western Blot, IHC-P und ELISA mit Kreuzreaktivität gegenüber Ratten. Geeignet für die Erforschung der FGF-Signalübertragung und Entwicklungsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Sprouty 2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	IGAN3; hSPRY2; Sprouty 2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10253
GenID	10253
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 216–315 des humanen Sprouty 2 (O43597) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	O43597
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel