


Monoklonaler Anti-Sqstm1/P62-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Artikelnummer: CM0002213



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SQSTM1/p62 (Q13501). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung zu Autophagie und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SQSTM1/p62 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Spezies	Mensch
Gen-ID	8878
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 341-440 von menschlichem SQSTM1/p62 (Q13501) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13501
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Eisbeutel