


Anti-Sr-B2/LimpII Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14108

Artikelnummer: CM0010008



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes SR-B2/LIMP2 (Lysosomenmembranprotein 2), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der lysosomalen GBA1-Zielsteuerung und des Eintrags von Enterovirus 71.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SR-B2/LIMP2 Rabbit mAb
Bemerkungen/Aliase	AMRF; EPM4; LGP85; CD36L2; HLG85; LIMP-2; LIMP2; SR-BII; SR-B2/LIMP2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	950
Gen-ID	950
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem SR-B2/SR-B2/LIMP2 (Q14108) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14108
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel