

Anti-Srgn Polyklonales Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P10124

Artikelnummer: CM0028082

Einführung

Hochwertiges Kaninchen-polyklonales Antikörper gegen humanes SRGN (Serglycin). Geeignet für WB, IF-P, ELISA; kreuzreagiert mit Mensch und Maus. Ideal für die Forschung zu Apoptose und sekretorischen Granula.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRGN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	PPG; PRG; PRG1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	5552
GenID	5552
Immunogen	Synthetisches Peptid entsprechend der Aminosäuren 59-158 von humanem SRGN (NP_002718.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P10124
Proteinmasse	18 kDa
Versand	Eispackung