

Anti-Srsf6 (Srp55) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q13247

Artikelnummer: CM0017936



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes SRSF6 (SRp55), validiert für WB und ELISA. Erkennt endogenes SRSF6 in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Erforschung des Spleißens.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SRSF6-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	B52; SFRS6; SRP55; HEL-S-91; SRSF6
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6431
Gen-ID	6431
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen SRSF6 (NP_006266.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q13247
Proteingewicht	40 kDa
Versand	Kühlbeutel