


Anti-St14 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y5Y6

Artikelnummer: CM0024812



Einführung

Hochwertiger Anti-ST14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Zielt auf humanes ST14 (Matriptase) ab, kreuzreagiert mit Maus und ist ideal für Studien zur Proteaseaktivität und epithelialen Differenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	ST14 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HAI, CAP3, MTSP1, SNC19, ARCI11, MT-SP1, PRSS14, TADG15, TMPRSS14, ST14
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6768
GenID	6768
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 566-855 von humanem ST14 (NP_068813.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y5Y6
Proteingewicht	95kDa
Versand	Eisbeutel