

## Anti-ST8Sia2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q92186

Artikelnummer: CM0025087

### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes ST8SIA2 (Alpha-2,8-Sialyltransferase 8B), geeignet für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der Polysialinsäuresynthese und Forschung zur neuronalen Funktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | ST8SIA2 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Anmerkungen/Aliase | STX; SIAT8B; SIAT8-B; HsT19690; ST8Siall; ST8SIA-II; ST8SIA2                                                                  |
| Art                | Mensch                                                                                                                        |
| Gen-ID (Mensch)    | 8128                                                                                                                          |
| Gen-ID             | 8128                                                                                                                          |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 24-160 des humanen ST8SIA2 (NP_006002.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                     |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                        |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                     |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                           |
| SWISS              | Q92186                                                                                                                        |
| Proteinmasse       | 42 kDa                                                                                                                        |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                     |