

Anti-Stambpl1 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q96Fj0

Artikelnummer: CM0019612



Einführung

Kaninchen-polklonaler Antikörper gegen STAMBPL1 (AMSH-LP), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-STAMBPL1. Ideal für Studien zu Ubiquitin-Signalgebung und TORC1-Signalweg.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAMBPL1 Rabbit pAb
Anmerkungen/Aliase	AMSH-FP; AMSH-LP; ALMalpha; bA399O19.2; STAMBPL1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	57559
Gen-ID	57559
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 120-250 des humanen STAMBPL1 (NP_065850.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96Fj0
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel