


Anti-Star-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P49675

Artikelnummer: CM0013324



Einführung

StAR (STARD1)-polyklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB, IP und ELISA in Mensch und Maus. Zielprotein ist das mitochondriale Steroidogenic Acute Regulatory Protein (32 kDa, SWISS P49675). Ideal für die Steroidogenese-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	StAR-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	STARD1; StAR
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	6770
Gen-ID	6770
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 64-285 des humanen StAR (NP_000340.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P49675
Proteingewicht	32 kDa
Versand	Kühlakku