

Anti-Stat2 Polyclonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P52630

Artikelnummer: CM0017918



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen humanes STAT2, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu Interferonsignalwegen und antiviralen Untersuchungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT2 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	P113; IMD44; ISGF-3; PTORCH3; STAT113; STAT2
Art	Mensch
GenID (Mensch)	6773
GenID	6773
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 550-706 von humanem STAT2 (NP_005410.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52630
Proteingewicht	98 kDa
Versand	Eisbeutel