

Anti-Stat3 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P40763

Artikelnummer: CM0020777



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes STAT3 (P40763), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit STAT3 von Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von JAK/STAT-Signalgebung, Th17-Differenzierung und transkriptioneller Regulation bei Entzündungen und Onkologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STAT3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Aliase	APRF; HIES; ADMIO; ADMIO1; STAT3
Spezies	Mensch
Gen-ID	6774
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 130-770 von humanem STAT3 (NP_644805.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P40763
Proteingewicht	88kDa
Versand	Eisbeutel