


Anti-Stat5A Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P42229

Artikelnummer: CM0026228



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper gegen STAT5A ist für WB, IF/ICC und ELISA validiert. Er reagiert mit humanem, murinem und Ratten-STAT5A. Er eignet sich ideal für die Untersuchung der Signaltransduktion und Transkriptionsregulation bei Laktation und Krebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	STAT5A Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MGF; STAT5; STAT5A
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6776
GeneID	6776
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P42229
Proteingewicht	91 kDa
Versand	Eispackung