

Anti-Stathmin-1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P16949

Artikelnummer: CM0022108

Einführung

Dieser polyklonale Kaninchenantikörper richtet sich gegen Stathmin 1 (Op18/p19) für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem, murinem und Rattenmaterial. Stathmin 1 reguliert die Mikrotubulodynamik und ist bei akuter Leukämie überexprimiert. Ideal für die Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Stathmin 1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Lag; SMN; OP18; PP17; PP19; PR22; LAP18; C1orf215; Stathmin 1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3925
GeneID	3925
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Stathmin 1 (NP_005554.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16949
Proteinmasse	17 kDa
Versand	Kühlakku