

Anti-Stc1 Kaninchen-Polyclonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P52823

Artikelnummer: CM0026939

Einführung

Kaninchen-polyclonales Antikörper gegen humanes STC1 (Stanniocalcin-1), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zur renalen Phosphatrückresorption und Hormonsignalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	STC; STC1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	6781
GeneID	6781
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 18-247 von humanem STC1 (NP_003146.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P52823
Proteinmasse	28 kDa
Versand	Eisbeutel