

Anti-Stim1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Artikelnummer: CM0022972



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes STIM1. Validiert für WB, IHC-P, IP und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von speichergesteuertem Ca²⁺-Einstrom (SOCE) und Calcium-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STIM1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Spezies	Human
GeneID (Human)	6786
GeneID	6786
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 451-685 von humanem STIM1 (NP_003147.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q13586
Protein-Gewicht	77kDa
Versand	Eisbeutel