

Anti-Stip1 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P31948

Artikelnummer: CM0003198



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes STIP1 (Hop), validiert für WB, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-STIP1; Immunogen: Aminosäuren 2-98 von humanem STIP1.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STIP1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	HOP; P60; STI1; STI1L; HEL-S-94n; IEF-SSP-3521; STIP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10963
Gen-ID	10963
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 2-98 von humanem STIP1 (P31948) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P31948
roteinmgewicht	63kDa
Versand	Eisbeutel