

Anti-Stx2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Wb, Elisa - P32856

Artikelnummer: CM0018317

Einführung

STX2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB, ELISA Anwendungen mit Kreuzreaktivität zu Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zu epithelialer Morphogenese und Exozytose. UniProt P32856.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STX2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	EPM; EPIM; STX2A; STX2B; STX2C; STX2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	2054
Gen-ID	2054
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-264 von menschlichem STX2 (NP_001971.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P32856
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel