


Anti-Stxbp2 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q15833

Artikelnummer: CM0029645



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper gegen STXBP2 (Munc18-2), validiert für Western Blot (WB) und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu SNARE-vermitteltem Vesikeltransport, Exozytose und der Biologie zytotoxischer Granula von Immunzellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	STXBP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FHL5; UNC18B; Hunc18b; UNC18-2; pp10122; unc-18B; MUNC18-2; STXBP2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6813
GenID	6813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-280 des menschlichen STXBP2 (NP_001120868.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15833
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel