


Anti-Sult1A3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P0Dmm9

Artikelnummer: CM0017017



Einführung

SULT1A3 Kaninchen-pAk erkennt menschliches, murines und rattes SULT1A3. Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Ideal zur Untersuchung der Sulfotransferase-Aktivität im Katecholamin- und Schilddrüsenhormon-Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	SULT1A3 Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	STM; HAST; HAST3; M-PST; ST1A3; ST1A4; ST1A5; TL-PST; ST1A3/ST1A4; SULT1A3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	6818
GenID	6818
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-100 von menschlichem SULT1A3 (NP_808220.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P0DMM9
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel