


Anti-Sumo1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Ko-Validiert) Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P63165

Artikelnummer: CM0023547



Einführung

KO-validierter polyklonaler Antikörper gegen humanes SUMO1, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung der SUMOylierung beim Kerntransport, der DNA-Reparatur und der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] SUMO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DAP1, GMP1, PIC1, SMT3, UBL1, OFC10, SENP2, SMT3C, SMT3H3, O1
Spezies	Human
Gen-ID	7341
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem SUMO1 (NP_003343.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P63165
Protein-Gewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel